

Представляем Вам новое поколение немецких ВЭЖХ колонок для разделения сложных смесей в жидкостной хроматографии!

Суперчистый силикагель с порами 100 ангстрем

Двойное эндкепирование


Эффективность от 80000 до 90000 тарелок на метр

Стабильность к pH от 1.5 до 10

Отличная симметрия пиков

AS - Ассиметрия К - Коэффициент удерживания

Сравнительный анализ колонок с фазой C18



Eluents:

Naphthalene: MeOH / H₂O (70 / 30)

Amitriptyline: MeOH / 20 mM K₂HPO₄ pH7 (65 / 35)