




Новые колонки Reprosil GOLD удачное решение для разделения и выделения малых молекул, например алкалоидов, антибиотиков, антидепрессантов, барбитуратов, катехоламинов, жирных кислот, гербицидов, нуклеотидов, пептидов, стероидов, витаминов и т.д.

**Суперчистый силикагель с порами 120, 200 или 300 ангстрем
Сферические частицы, с увеличенным сроком службы
Эффективность от 80000 до 90000 тарелок на метр
Отличная симметрия пиков**



=



: 150x 4 mm
: 0.7 ml/min
: ACN / Phosphatebuffer pH 12 (1/9)
: 50 C°

